

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 513239



13/06/2025 22:26:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

Leger et robuste, le tensiometre qui allie style et performance.

>>> ATTENTION :
Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spendler, le parfait mix entre maintien et praticité

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

- Brassard en nylon Oxford ou coton, fermeture velcro
- Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm), M (26-34 cm), L (32-42 cm) ou XL (42-52 cm)
- Existe en noir ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
- Livre avec une trousse de transport

Caracteristiques

MESURES

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unité emballée / Quantité 1

 info@gsh-med.fr