

LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S) SPENGLER



Ref. 513270



13/06/2025 22:45:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S) SPENGLER



Ref. 513270

Leger et robuste, le tensiometre qui allie style et performance.

Description

Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grace a sa legerete et sa prise en main facile et l'efficacite avec son brassard Clinic®, decontaminable par immersion.

Ideal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisees.

GRANDE PRECISION DES MESURES

- Mechanisme «horlogerie» haute precision

CONFORT

- Leger
- Cuillere ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiee
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticite

RESISTANT AUX CHOCS

- Boitier en ABS resistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard en Polymex, fermeture velcro
- Taille L (32-42 cm), M (26-34 cm) ou S (20-28 cm)
- Clinic®, jaune

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446024741	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.873

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

13/06/2025 22:45:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr