

## BRASSARD SPENGLER ADULTE (M) (22-36CM) POUR TENSIOMETRES ELECTRONIQUES, GRIS



Ref. 527463



14/06/2025 00:16:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

# BRASSARD SPENGLER ADULTE (M) (22-36CM) POUR TENSIOMETRES ELECTRONIQUES, GRIS



Ref. 527463

## Description

Brassard gris adulte (M) (22-36cm) pour tensiometre electroniques TENSONIC de SPENGLER

## Caracteristiques

|                                    |               |                               |          |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                        | CE0197        | Dispositif Medical            | Classe I |
| Code barre                         | 3700446023195 | Code douanier                 | 90262040 |
| Garantie (mois)                    | 6             | Pays                          | Chine    |
| MESURES                            |               |                               |          |
| Unite emballee / Largeur (cm)      | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc       |
| Unite emballee / Longueur (cm)     | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.118    |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES |               |                               |          |
| Temperature mini                   | NA            | Temperature maxi              | NA       |
| Humidite mini                      | NA            | Humidite maxi                 | NA       |
| AUTRES CARACTERISTIQUES            |               |                               |          |
| Unite emballee / Quantite          | 1             |                               |          |


14/06/2025 00:16:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31  
 info@gsh-med.fr