

BRASSARD S POUR ES 60 SPENGLER

Ref. 550612



13/06/2025 23:02:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD S POUR ES 60 SPENGLER



Ref. 550612

Description

Brassards nylon gris pour tensiometre ES 60 de SPENGLER.
Taille S pour une circonference de bras de 17 a 22cm.
Avec raccord rapide CPC.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446008925	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.09
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

13/06/2025 23:02:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr