


STETHOSCOPES IDEAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON SIMPLE METALLIQUE

Ref. DH7081_R



13/06/2025 22:34:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STETHOSCOPES IDEAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON SIMPLE METALLIQUE



Ref. DH7081_R

Description

- Stethoscope a pavillon simple metallique adulte (O : 45 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en Aluminium incorporee a la tubulure
- Egalement disponible en pavillon double pour adulte et un modele pediatrique

Disponible en Noir (DH7081_N) ou Rouge (DH7081_R)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661041000137	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.15

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unite emballee / Quantite	1
----------	-------	---------------------------	---

 13/06/2025 22:34:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr