


BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. **GBS104**

DDM

CE



13/06/2025 23:56:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM



Ref. GBS104

Ces brassards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux la sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Brassard nourrisson (GBS101)	19 x 4 cm
Brassard enfant (GBS102)	26.5 x 5 cm
Brassard petit adulte (GBS103)	35.5 x 6 cm
Brassard adulte (GBS104)	53 x 6 cm

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468203506	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	30	Humidite maxi	40

AUTRES CARACTERISTIQUES

13/06/2025 23:56:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr