

BRASSARD ET CUISSARD DROIT A DEUX POCHES POUR GARROT DDM

Ref. GBS202



 14/06/2025 00:23:39 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD ET CUISSARD DROIT A DEUX POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS202

Les brassards et cuissards droit a deux poches!

Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont desinfectables et autoclavables. Ils sont composes de **deux poches amovibles** en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux la sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Brassard enfant (GBS202) 2 x (35.5 x 6cm)

Brassard adulte (GCS204) 2 x (53 x 6cm)

et cuissard adulte 2 x (69 x 9 cm)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468203513	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

14/06/2025 00:23:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand

13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr