

CUISSARD CONIQUE AUTOCLAVABLE A 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCS104

DDM 



 14/06/2025 00:13:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CUISSARD CONIQUE AUTOCLAVABLE A 1 POCHE POUR GARROT DDM



Ref. **GCCS104**

ces cuissards sont autoclavables!

Description

Ces cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont desinfectables et autoclavables. Ils sont composes de **d'une poche amovible** en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux la sont disponibles de **forme conique**.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Cuissard adulte (GCCS104)	69 x 9 cm
Cuissard adulte L (GCCS105)	81 x 9 cm
Cuissard adulte XL (GCCS106)	85,5 x 12 cm

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468203551	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

14/06/2025 00:13:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr