

## BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM

Ref. **GBDM104**



13/06/2025 23:39:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM

Ref. **GBDM104**

Les brassards monobloc a une poche, decontaminables pour garrot DDM

### Description

Ces brassards monobloc en PU sont decontaminables. De forme droite avec une seule poche ils sont composes d'un ensemble monobloc avec un ruban pour securiser la fixation velcro.

Ils disposent d'un eventail de tailles identifiabiles par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

|                         |                    | A   | B  | C  |
|-------------------------|--------------------|-----|----|----|
| • Brassard nourrisson   | tubulure blanche   | 3.5 | 29 | 38 |
| • Brassard enfant       | tubulure rose      | 4.5 | 35 | 48 |
| • Brassard petit adulte | tubulure parme     | 6   | 46 | 61 |
| • Brassard adulte       | tubulure bleu-ciel | 8   | 46 | 67 |
| • Brassard adulte L     | tubulure turquoise | 10  | 47 | 70 |

Les brassards ne sont pas sterilisables mais peuvent etre nettoyes a sec ou immerges en veillant a maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

 13/06/2025 23:39:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

# BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM

Ref. **GBDM104**

## Caracteristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre      | 3700468207719 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | France   |

### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unite emballee / Largeur (cm)  | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg)   | nc |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Temperature mini | -10 | Temperature maxi | 40 |
| Humidite mini    | 30  | Humidite maxi    | 40 |

### AUTRES CARACTERISTIQUES

 13/06/2025 23:39:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)