

## CUISSARD MONOBLOC CONIQUE A 1 POCHE POUR GARROT DDM

**DDM**

Ref. GCCM105



13/06/2025 23:04:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## CUISSARD MONOBLOC CONIQUE A 1 POCHE POUR GARROT DDM



Ref. GCCM105

Le cuissard conique monobloc a un poche decontaminable!

### Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **decontaminables**. De forme **conique** avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

|                                 |                   | A  | B   | C   |
|---------------------------------|-------------------|----|-----|-----|
| • Cuissard adulte (GCCM104)     | tubulure violette | 10 | 62  | 76  |
| • Cuissard adulte L (GCCM105)   | tubulure vert     | 10 | 76  | 90  |
| • Cuissard adulte XL (GCCM106)  | tubulure grise    | 10 | 82  | 100 |
| • Cuissard adulte XXL (GCCM107) | tubulure rouge    | 10 | 107 | 122 |

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

 13/06/2025 23:04:35 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)



**Ref. GCCM105**

## Caracteristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | AUCUN         | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre      | 3700468207733 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24            |                    |          |

## MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unite emballee / Largeur (cm)  | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg)   | nc |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini    | NA | Humidite maxi    | NA |

## AUTRES CARACTERISTIQUES

 13/06/2025 23:04:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)