

CUISSARD MONOBLOC CONIQUE A 1 POCHE POUR GARROT DDM

DDM

Ref. GCCM106



13/06/2025 23:26:31 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

CUISSARD MONOBLOC CONIQUE A 1 POCHE POUR GARROT DDM



Ref. GCCM106

Le cuissard conique monobloc a un poche decontaminable!

Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **decontaminables**. De forme **conique** avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

		A	B	C
• Cuissard adulte (GCCM104)	tubulure violette	10	62	76
• Cuissard adulte L (GCCM105)	tubulure vert	10	76	90
• Cuissard adulte XL (GCCM106)	tubulure grise	10	82	100
• Cuissard adulte XXL (GCCM107)	tubulure rouge	10	107	122

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

📅 13/06/2025 23:26:31 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

DDM

Caracteristiques

MESURES

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

AUTRES CARACTERISTIQUES