

CUISSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. GCDMS105

DDM 



 13/06/2025 23:57:26 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CUISSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM



Ref. GCDMS105

le cuissard droit monobloc a 1 poche et avec sangle!

Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **decontaminables**. De forme droite avec une seule poche, ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une sangle pour sécuriser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

			A	B	C
• Cuissard petit adulte (GCDMS103)	tubulure jaune	8	76	97	
• Cuissard adulte (GCDMS104)	tubulure violette	10	62	76	
• Cuissard adulte L (GCDMS105)	tubulure vert	10	76	90	
• Cuissard adulte XL (GCDMS106)	tubulure grise	10	82	100	
• Cuissard adulte XXL (GCDMS107)	tubulure rouge	10	107	122	

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

 13/06/2025 23:57:26 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DDM

Caracteristiques

 13/06/2025 23:57:26 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr