


CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS106

DDM

CE



 13/06/2025 23:41:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM



Ref. **GCS106**

Ces cuissards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description

Les cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont desinfectables et autoclavables. Ils sont composes d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux la sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Cuissard enfant	35.5 x 6 cm
Cuissard petit adulte	53 x 6 cm
Cuissard adulte	69 x 9 cm
Cuissard adulte L	81 x 9 cm
Cuissard adulte XL	85.5 x 12 cm

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468203681	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	30	Humidite maxi	40

AUTRES CARACTERISTIQUES

 13/06/2025 23:41:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr