

BRASSARD ADULTE POUR TENSIOMETRE GRAND CADRAN MAXI+3 DE SPENGLER



Ref. 522712



 24/06/2025 23:53:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD ADULTE POUR TENSIOMETRE GRAND CADRAN MAXI+3 DE SPENGLER



Ref. 522712

Description

Brassard disponible en :
Adulte (M), nylon, velcro, noir (522711)
Adulte (L), nylon, noir (522712)
Enfant/petit adulte (S), nylon, noir (522713)

Guide des tailles :

- Le brassard L est adapte aux bras d'un circonference de 33,3 a 51 cm
- Le brassard M est adapte aux bras d'un circonference de 24,5 a 40 cm
- Le brassard M est adapte aux bras d'un circonference de 18,4 a 26,7 cm

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028183	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.118
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

24/06/2025 23:53:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr