

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW ASKIR 30 BOCAL POLYCARBONATE 1L



Ref. BCASPI12



25/06/2025 00:01:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW ASKIR 30 BOCAL POLYCARBONATE 1L



Ref. BCASPI12

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

Description

Aspirateur à mucosites Ca-mi New Askir 30, bocal polycarbonate autoclavable, 1000 ml

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie générale, Soins à domicile, Obstétrique, Chambre, Méd. vétérinaire.

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / Tuyaux Silicone (autoclavables) 6 x 10mm et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur: Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Débit libre d'air max : 40 l/min
- Niveau Sonore : 60,5 dBA
- Cycle de fonctionnement ininterrompu
- Poids : 3,6 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

 25/06/2025 00:01:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW ASKIR 30 BOCAL POLYCARBONATE 1L



Ref. BCASPI12

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	8033622540120	Code douanier	40149000
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	3.8
Unite nue / Poids (kg)	3.6		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	1	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			

25/06/2025 00:01:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.