

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW ASKIR 36 LI-ION, FLACON/SACHET A USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1000 ML, PROXIMITY



Ref. BCASPI176

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 ANS
GUARANTEE



 25/06/2025 00:16:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW ASKIR 36 LI-ION, FLACON/SACHET A USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1000 ML, PROXIMITY



Ref. BCASPI176

Destine a une utilisation professionnelle et muni d'un puissant systeme d'aspiration pouvant drainer jusqu'a 36 l/min max, New Askir 36 LI-ION est léger et facile a transporter.

Description

Aspirateur chirurgical mobile destine a drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

Principales applications: Voiture-ambulance, Departement Urgences, Soins domicile, transfert du patient, Chambre, Tracheotomie, Med. veterinaire.

- Fonction Proximity : activation sans contact tactile

- Compose de : Aspirateur New Askir 36 LI-ION + Kit Flovac® 1L (1x Bocal Flovac 1L reutilisable / 1x Poche UU sterile 1L Flovac/ 1x Set tubes O8X14mm+connecteurs / 1x Ecarte)

- Trois options differentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l'unité 12V font de cet aspirateur chirurgical une unite polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.

- Dote d'un systeme d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le systeme principal est egalement equipe d'un manometre (bar & kPa) et d'un regulateur de vide.

- Pied a roulettes et housse de transport en option

- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides, muni d'une valve anti-reflux avec differentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques o 10-11-12 mm / Filtre antibacterien & Hydrophobe (patient unique) / Canule CH20

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC

- Moteur : Pompe a piston sans huile ne necessitant aucun entretien

- Alimentation : 14V avec adaptateur Universel AC/DC / batterie Interne rechargeable (14.8V 5.2A) Autonomie 70min – Temps de charge 240min / Adaptateur Automobile (12V 4A)

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Debit libre d'air max : 36 l/min (sans bocal)

- Niveau Sonore : 60 dBA

- Poids : 3 kg

- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

 25/06/2025 00:16:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI
NEW ASKIR 36 LI-ION,
FLACON/SACHET A USAGE UNIQUE
FLOVAC®, 1000 ML, PROXIMITY**



Ref. **BCASPI176**

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661041008744	Code douanier	90330090
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	3
Unite nue / Poids (kg)	3		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	1	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1		
---------------------------	---	--	--

25/06/2025 00:16:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr