


SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE EIFFEL, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDEIFF03



 24/06/2025 23:55:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE EIFFEL, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDEIFF03

Il se porte en sac a dos, a la main ou encore a l'epaule ; un veritable couteau suisse !

Description

D'un gris chine, le tissu polyester est resistant, durable, deperlant et donc lavable, il est accompagne d'une bande reflechissante pour la securite, et de glissieres YKK® pour leur qualite.

- Son espace principal est modulable et contient 4 compartiments zippes, extractibles (fixes avec velcro) : 3 transparents pour identifier rapidement le contenu, et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid reutilisable, pour y glisser jusqu'a 20 ampoules
- Un zip d'extension permet d'agrandir ce compartiment principal pour y ranger davantage de materiel
- Un second espace matelasse permet de ranger ordinateur/tablette et documents
- Ce modele a egalement la grande poche ventrale (45x21 cm) qui s'ouvre completement avec d'un cote 2 filets de rangements zippes et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles elastiques qui permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermometre, bandages, stylos, etc...
- Deux poches externes zippees, plus une avec elastique dediee a la bouteille de gel hydroalcoolique
- Les bretelles, les poignees et la bandouliere sont rembourrees, solides et dissimulables pour adopter le porte qui convient le mieux
- Dimensions l x h x p : 30 x 45 x 15/19 cm
- Poids : 2,1 kg
- Contenu maximal recommande : 6 kg / 19-25 litres
- Vendu vide

 24/06/2025 23:55:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE EIFFEL, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDEIFF03

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040218953	Code douanier	4202129000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	50	Unite nue / Largeur (cm)	15
Unite emballee / Hauteur (cm)	35	Unite nue / Hauteur (cm)	45
Unite emballee / Longueur (cm)	50	Unite nue / Longueur (cm)	30
Unite emballee / Poids (kg)	2.1	Unite nue / Poids (kg)	2.1
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 24/06/2025 23:55:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr