

VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S A L) SPENGLER



Ref. 512210



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE

03/07/2025 23:22:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S A L) SPENGLER



Ref. 512210

Pour les professionnels de sante recherchant un instrument sans compromis entre praticite et precision.

Description

GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une monte en pression lineaire
- Mecanisme «horlogerie» haute precision

RESISTANT AUX CHOCS

- Grand cadran en ABS resistant aux chocs
- Protege manometre en mousse antichoc

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticite

HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manometre en croute de cuir

BRASSARD

- Brassard taille S (20-28 cm), M ou L, Velcro, Nylon Oxford, noir

Livre avec une trousse de rangement.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446008628	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite emballee / Hauteur (cm)	8
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite emballee / Poids (kg)	0.654

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

03/07/2025 23:22:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr