

## VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S A L) SPENGLER



Ref. 512220



CE  
0459

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**Im**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 ANS  
GUARANTEE

03/07/2025 23:15:26 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD  
VELCRO NYLON (S A L) SPENGLER**

Ref. 512220

Pour les professionnels de sante recherchant un instrument sans compromis entre praticite et precision.

**Description**

## GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montee en pression lineaire
- Mecanisme «horlogerie» haute precision

## RESISTANT AUX CHOCS

- Grand cadran en ABS resistant aux chocs
- Protege manometre en mousse antichoc

## CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticite

## HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manometre en croute de cuir

## BRASSARD

- Brassard taille S (20-28 cm), M ou L, Velcro, Nylon Oxford, noir

Livre avec une trousse de rangement.

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446007256	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

**MESURES**

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.582

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES**

Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85

**AUTRES CARACTERISTIQUES**

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

03/07/2025 23:15:26 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)