

MONTRE INFIRMIERE SPENGLER

Ref. 570651



03/07/2025 22:46:31 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MONTRE INFIRMIERE SPENGLER



Ref. 570651

Description

Montre infirmiere, pour un look parfait avec le tensiometre MOBI de SPENGLER

- En silicone souple, s'accroche facilement a la blouse
- Systeme «Stop & Go» pour economiser la pile
- 4 couleurs assorties au tensiometre Mobi

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446029531	Code douanier	91021100
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.064
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Myrtille	Unite emballee / Quantite	1


03/07/2025 22:46:31 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr