

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 513239

CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I_m
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



03/07/2025 22:24:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

Léger et robuste, le tensiometre qui allie style et performance.

- Brassard en nylon Oxford ou coton, fermeture velcro
- Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm), M (26-34 cm), L (32-42 cm) ou XL (42-52 cm)
- Existe en noir ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
- Livre avec une trousse de transport

Caracteristiques

Unité emballée / Quantité 1

Unité emballée / Quantité 1 Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification

 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr