

VAQUEZ-LAUBRY CLINIC (S A L) SPENGLER



Ref. 514202



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

03/07/2025 23:24:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

Ref. 514202

Pour contribuer a la lutte contre les infections nosocomiales : tensiometre special prevention des contaminations croisees.

Description

Tensiometre manobrassard concu pour lutter contre les infections nosocomiales.

Son manometre clipse sur le brassard s'enleve aisement pour permettre la decontamination du brassard par immersion dans la plupart des solutions de desinfection du marche.

- Brassard-poche « monobloc » en polymex traite, confortable, indeformable et tres resistant
- Bord souple et arrondi atraumatique
- Soudures hautes frequences
- Grand cadran en ABS resistant aux chocs, poire grand volume
- Brassard taille S, M, L ou multibrassard
- Livre en trousse nylon

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446024758	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.41
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 03/07/2025 23:24:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr