

## LAMES MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O INTEGREE

LUXAMED®

Ref. E1.422.012

CE



03/07/2025 22:58:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## LAMES MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O INTEGREE


**LUXAMED®**

Ref. E1.422.012

les lames Miller de laryngoscope LUXAMED® avec fibre optique integree

### Description

Les lames Miller de laryngoscope LUXAMED® avec fibre optique integree sont disponibles en plusieurs tailles.



	A(mm)	B(mm)
Taille 00	65	11
Taille 0	77	11
Taille 1	102	11
Taille 2	155	14
Taille 3	195	15
Taille 4	210	18

- Lame pour fibre optique integree
- Concue en acier inoxydable de haute qualite pour une longue duree de vie
- Nettoyage et sterilisation faciles car pas de nid de poussiere
- Sans maintenance
- 5500 fibres pour atteindre une duree de vie et une intensite lumineuse maximales
- Eclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diametre)
- Eclairage d'environ 10 500 Lux pour 3.7V et 2.5V LED
- Compatible avec tous les manches conformes a l'ISO 7376 (standard ecoresponsable)
- Autoclavable jusqu'a 134°C (environ 4 000 fois)
- Datamatrix avec toutes les informations importantes pour la tracabilite

03/07/2025 22:58:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## LAMES MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O INTEGREE

**LUXAMED®**

Ref. E1.422.012

### Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	4260381960591	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Taille	Taille 2		

 03/07/2025 22:58:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)