


MIROIR DE CLAR SPENGLER AVEC HOUSSE DE TRANSPORT



Ref. 570150



10/07/2025 00:11:56 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

MIROIR DE CLAR SPENGLER AVEC HOUSSE DE TRANSPORT



Ref. 570150

Description

Miroir de clar SPENGLER, adapte a toutes les tetes grace a un serre-tete metallique souple.

- Reglage de la focale par ajustement du porte lampe : eclairage par LED.
- Alimentation : 2 piles CR 123 fourmies - Voltage 3.5 V

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446011390	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	23	Unite emballee / Hauteur (cm)	11
Unite emballee / Longueur (cm)	24	Unite emballee / Poids (kg)	0.655
Unite nue / Poids (kg)	0.23		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 10/07/2025 00:11:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
 13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr