

BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)



Ref. 337846



15/07/2025 21:52:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)



Ref. 337846

Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiometres manopoles Spengler Clinic
 Taille XS, S, M, L
 Connecteur 1/4 tour femelle DSP316151

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446000134	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	10	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	13	Unite emballee / Poids (kg)	0.088
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 15/07/2025 21:52:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
 13290 Aix-en-Provence | France
 🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31
 ✉ info@gsh-med.fr