

BRASSARD MONOBLOC CONIQUE 1 POCHE ADULTE L POUR GARROT DDM



Ref. GBCM105



 15/07/2025 21:35:59 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD MONOBLOC CONIQUE 1 POCHE ADULTE L POUR GARROT DDM



Ref. **GBCM105**

Le brassard monobloc conique a 1 poche pour garrot DDM!

Description

Ce brassard **adulte L** monobloc en PU est decontaminable. De forme **conique** avec **une seule** poche il est compose d'un ensemble monobloc avec un ruban pour securiser la fixation velcro.

Largeur de la poche : 10cm

Longueur de la poche : 47cm

Longueur totale : 70cm

Le brassard n'est pas sterilisable mais peut etre nettoye a sec ou immerge en veillant a maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

Il existe aussi en cuissard.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468206699	Code douanier	90189084
Pays	France		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

📅 15/07/2025 21:35:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr