

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY-BOCAL FLOVAC 2L



Ref. BCFLOV405

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
ANS
2 YEARS
GUARANTEE



17/07/2025 21:07:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY-BOCAL FLOVAC 2L



Ref. BCFLOV405

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

Description

Aspirateur à Mucosite CA-MI New Askir 30 Proximity - Bocal FLOVAC® 2L

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés, l'idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile. La fonction "PROXIMITY" sert à activer ou désactiver le dispositif sans contacts tactiles et évite la contamination croisée entre deux patients.

Principales applications: Endoscopie, Gastroentérologie, Chirurgie générale, Soins à domicile, Obstétrique, Chambre, Méd. vétérinaire.

- Composé de : Aspirateur New Askir 30 proximity + Kit Flovac 2L (1x Bocal Flovac 2L réutilisable / 1x Poche UU stérile 2L Flovac/ 1x Set tubes O6X10mm+connecteurs / 1x Ecarteur Rond pour Système Flovac / 1x Connecteur Male Jaune Système FLOVAC (5 pcs)/ 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosites)

- Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide

- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Débit libre d'air max : 40 l/min

- Niveau Sonore : 60,5 dBA

- Cycle de fonctionnement ininterrompu

- Bocal polycarbonate Makrolon autoclavable

- Bouton de régulation du flux et vacuomètre

- Coque ABS facilement lavable

- Filtre antibactérien

- Dimensions : 35 X 21 X 18 cm / Poids: 3kg60

 17/07/2025 21:07:46 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI
NEW ASKIR 30 PROXIMITY-BOCAL
FLOVAC 2L**Ref. **BCFLOV405****Caracteristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040200088	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	3.6
Unite nue / Poids (kg)	3.6		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			

17/07/2025 21:07:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr