

BOITE DE 800 COUVRE-SONDES POUR THERMOMETRE TEMPO EAR PRO ET TEMPO EAR PRO +



Ref. THE003ACC1



17/07/2025 21:03:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOITE DE 800 COUVRE-SONDES POUR THERMOMETRE TEMPO EAR PRO ET TEMPO EAR PRO +



Ref. THE003ACC1

- Boite de 800 couvre-sondes pour thermometre Tempo EAR PRO et Tempo EAR PRO +
- Fonction distributeur
- Pack de 20

Description

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	6942284605264	Code douanier	3926909090
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-25	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	95

AUTRES CARACTERISTIQUES

17/07/2025 21:03:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr