

BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON



Ref. 332039



24/07/2025 21:35:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON



Ref. 332039

Description

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute resistance.
Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC.
Marquages normalisés.
Lavable à 30-40°.

Existe en taille XS, S, M, L

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446008789	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	15	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	13	Unite emballee / Poids (kg)	0.062
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

24/07/2025 21:35:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr