


BRASSARD POUR MOBI (XS A S) SPENGLER



Ref. 513710



24/07/2025 21:28:37 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

BRASSARD POUR MOBI (XS A S) SPENGLER



Ref. 513710

Description

Piece detachee :

- Motifs pediatriques sur le brassard
- Les brassards disposent d'une entree universelle LIFE LINK pour connecter la tubulure
- Les materiaux selectionnes ameliorent le nettoyage et la durabilite
- La nouvelle silhouette du brassard offre une lisibilite degagee de l'index de taille du brassard

Tailles disponibles :

- XS bras d'une circonference de 9 a 16 cm (513710)
- S bras d'une circonference de 15 a 26 cm (513711)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446027995	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.143
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1	Taille Americaine (XXS - XXL)	XS

24/07/2025 21:28:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr