


REVELATEUR DE VEINE V800F VEINCAS

Ref. DVILL800F



24/07/2025 21:31:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

REVELATEUR DE VEINE V800F VEINCAS

Ref. DVILL800F

Optimisez votre visualisation veineuse avec le V800F

Description

Le revelateur de veines V800F integre une technologie concue pour une visualisation precise des veines jusqu'a 8 mm de profondeur. Ce dispositif se positionne comme un atout de taille pour les professionnels de sante qui recherchent une efficacite accrue et une meilleure experience patient lors des procedures de venipuncture.

Caracteristiques Principales :

- Technologie NIR Avancee : Utilise une longueur d'onde de 850 nm pour une identification claire et precise des veines, meme jusqu'a 8 mm de profondeur.
- Optimisation des Procedures de Venipuncture : Facilite la localisation et le tracage des veines, permettant une selection optimale pour les prelevements sanguins ou les injections, tout en minimisant les erreurs et les complications potentielles.
- Amelioration de la Precision et de la Securite : Contribue a l'amelioration de la precision des interventions, reduisant les douleurs et l'inconfort pour les patients, tout en augmentant leur securite.

3 Modes de Fonctionnement :

- Mode Basique
- Mode Inverse : Ameliore le contraste selon le type de peau
- Lumiere Verte : Utilise une longueur d'onde specifique pour reduire les interferences lumineuses

Avantages :

- Adaptabilite
- Augmentation de l'efficacite clinique
- Confort Ameliore du Patient

 24/07/2025 21:31:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

REVELATEUR DE VEINE V800F VEINCAS

Ref. DVILL800F

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	6971141530043	Code douanier	9018200000101
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	158	Unite nue / Largeur (cm)	6.3
Unite emballee / Hauteur (cm)	98	Unite nue / Hauteur (cm)	6.2
Unite emballee / Longueur (cm)	267	Unite nue / Longueur (cm)	22.8
Unite emballee / Poids (kg)	1.44	Unite nue / Poids (kg)	0.35

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	NA	Humidite maxi	80

AUTRES CARACTERISTIQUES

 24/07/2025 21:31:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr