

## BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. **GBDMS101**

**DDM**

CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE



24/07/2025 21:29:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM



Ref. GBDMS101

Les brassards droits monobloc a une poche et avec sangle!

### Description

Ces brassards monobloc en PU sont **decontaminables**. De forme droite avec une seule poche ils sont composes d'un ensemble monobloc avec une sangle pour securiser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

|                         |                    | A   | B  | C  |
|-------------------------|--------------------|-----|----|----|
| • Brassard nourrisson   | tubulure blanche   | 3.5 | 29 | 38 |
| • Brassard enfant       | tubulure rose      | 4.5 | 35 | 48 |
| • Brassard petit adulte | tubulure parme     | 6   | 46 | 61 |
| • Brassard adulte       | tubulure bleu-ciel | 8   | 46 | 67 |

Les brassards ne sont pas sterilisables mais peuvent etre nettoyes a sec ou immerges en veillant a maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

 24/07/2025 21:29:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

BRASSARD MONOBLOC DROIT 1  
POCHE AVEC SANGLE POUR  
GARROT DDM



Ref. **GBDMS101**

Caracteristiques

|                                    |               |                               |          |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                        | CE            | Dispositif Medical            | Classe I |
| Code barre                         | 3700468208877 | Code douanier                 | 90189084 |
| Garantie (mois)                    | 24            | Pays                          | France   |
| MESURES                            |               |                               |          |
| Unite emballee / Largeur (cm)      | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc       |
| Unite emballee / Longueur (cm)     | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | nc       |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES |               |                               |          |
| Temperature mini                   | -10           | Temperature maxi              | 40       |
| Humidite mini                      | 30            | Humidite maxi                 | 40       |
| AUTRES CARACTERISTIQUES            |               |                               |          |


24/07/2025 21:29:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31  
 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)