

BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. **GBDMS102**

DDM

CE



 24/07/2025 21:10:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM



Ref. GBDMS102

Les brassards droits monobloc a une poche et avec sangle!

Description

Ces brassards monobloc en PU sont **decontaminables**. De forme droite avec une seule poche ils sont composes d'un ensemble monobloc avec une sangle pour securiser la fixation velcro.

Ils disposent d'un eventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

		A	B	C
• Brassard nourrisson	tubulure blanche	3.5	29	38
• Brassard enfant	tubulure rose	4.5	35	48
• Brassard petit adulte	tubulure parme	6	46	61
• Brassard adulte	tubulure bleu-ciel	8	46	67

Les brassards ne sont pas sterilisables mais peuvent etre nettoyes a sec ou immerges en veillant a maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

 24/07/2025 21:10:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM



Ref. **GBDMS102**

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468208440	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	30	Humidite maxi	40

AUTRES CARACTERISTIQUES

 24/07/2025 21:10:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr