

BOITE INOX, 20 X 10 X 3 CM

Ref. AI20103



30/07/2025 08:49:54 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOITE INOX, 20 X 10 X 3 CM



Ref. AI20103

Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

Description

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Decontamination avec détergent et désinfectant
- Sterilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040019499	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	10	Unite nue / Largeur (cm)	10
Unite emballee / Hauteur (cm)	3	Unite nue / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite nue / Longueur (cm)	20
Unite emballee / Poids (kg)	0.401	Unite nue / Poids (kg)	0.4
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantité	1		

30/07/2025 08:49:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr