

## CUPULE A BEC, INOX, DIA. 120 MM, 500 ML

Ref. AI15120



30/07/2025 05:09:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# CUPULE A BEC, INOX, DIA. 120 MM, 500 ML



Ref. AI15120

Permet de stocker et transporter les instruments de chirurgie

## Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040019406	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite nue / Largeur (cm)	12.1
Unite emballee / Hauteur (cm)	6	Unite nue / Hauteur (cm)	6
Unite emballee / Longueur (cm)	12	Unite nue / Longueur (cm)	12.1
Unite emballee / Poids (kg)	0.13	Unite nue / Poids (kg)	0.13
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 05:09:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)