

HARICOT INOX, 16 X 8,5 X 3,5 CM

Ref. AI16124



29/07/2025 22:05:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

HARICOT INOX, 16 X 8,5 X 3,5 CM



Ref. AI16124

Ideal pour ranger des instruments ou poser temporairement des dechets medicaux

Description

- Decontamination avec detergent et desinfectant
- Sterilisable a l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez telecharger la notice de « Nettoyage et sterilisation »
- Reference 100% IN-STORE : cette reference d'instrumentation de service est garantie disponible immediatement
- Existe en differentes dimensions

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040019468	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	17	Unite nue / Largeur (cm)	8.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	7	Unite nue / Hauteur (cm)	3.5
Unite emballee / Longueur (cm)	21	Unite nue / Longueur (cm)	16
Unite emballee / Poids (kg)	0.077	Unite nue / Poids (kg)	0.077
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

29/07/2025 22:05:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr