


ADENOTOME DE LAFORCE, MOYEN MODELE

Ref. IA30150



30/07/2025 08:17:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ADENOTOME DE LAFORCE, MOYEN MODELE



Ref. IA30150

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur. Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040007014	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	9.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	32.9
Unite emballee / Poids (kg)	0.094	Unite nue / Poids (kg)	0.094

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/07/2025 08:17:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr