

BASIOTRIBE TARNIER

Ref. IB01100



29/07/2025 22:05:29 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BASIOTRIBE TARNIER



Ref. IB01100

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040007281	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	8.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	7.9
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	48
Unite emballee / Poids (kg)	1.623	Unite nue / Poids (kg)	1.623
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

29/07/2025 22:05:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr