

MANCHE BISTOURI N°3, LONGUEUR 12,5 CM

Ref. ID05403



30/07/2025 00:36:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MANCHE BISTOURI N°3, LONGUEUR 12,5 CM



Ref. ID05403

Utilise lors des interventions chirurgicales, notamment pour faire des incisions.

Description

- Non sterile
- Produit unitaire

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040013480	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	1	Unite nue / Largeur (cm)	1.2
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.2
Unite emballee / Longueur (cm)	12	Unite nue / Longueur (cm)	12.5
Unite emballee / Poids (kg)	0.028	Unite nue / Poids (kg)	0.028
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 00:36:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr