

BOITE A COTON, INOX, DIAMETRE 11 CM, HAUTEUR 14 CM

Ref. AI01114



30/07/2025 08:20:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOITE A COTON, INOX, DIAMETRE 11 CM, HAUTEUR 14 CM



Ref. AI01114

Permet de stocker le coton pour proteger de la poussiere

Description

- Diametre 110 cm
- Vendu avec couvercle pour une protection efficace et hygienique
- Decontamination avec de l'eau savonneuse (ne pas utiliser de detergent)
- Sterilisable a l'autoclave (134°-18 minutes) ou a l'air sec
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez telecharger la notice de « Nettoyage et sterilisation »
- Reference 100% IN-STORE : cette reference d'instrumentation de service est garantie disponible immediatement

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040019208	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite nue / Largeur (cm)	11
Unite emballee / Hauteur (cm)	12	Unite nue / Hauteur (cm)	14
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite nue / Longueur (cm)	14
Unite emballee / Poids (kg)	0.362	Unite nue / Poids (kg)	0.362
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 08:20:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr