

THERMOMETRE TYMPANIQUE DE REMPLACEMENT POUR COMEN NC3/NC5

COMEN

Ref. BCTHER01



30/07/2025 00:02:32 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

THERMOMETRE TYMPANIQUE DE REEMPLACEMENT POUR COMEN NC3/NC5

COMEN

Ref. BCTHER01

Le thermometre a infra rouge sans fil qui donne une mesure en 2 a 3 secondes!

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040219349	Code douanier	9025199010
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	0.1		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 00:02:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr