

MIROIR LARYNGIEN, N°7, DIA. 24 MM

Ref. IM03107



30/07/2025 04:47:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MIROIR LARYNGIEN, N°7, DIA. 24 MM



Ref. IM03107

Description

Miroirs Laryngiens

12 tailles disponibles, nous consulter

NB. : Les Miroirs doivent être fixés sur un manche : ref. IM03200

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040020488	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	2.3
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.3
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	14.3
Unite emballee / Poids (kg)	0.011	Unite nue / Poids (kg)	0.011
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 04:47:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant être sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr