

PINCE LOVE-KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 200 MM X 3 MM

Ref. IP46843



30/07/2025 01:18:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

PINCE LOVE-KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 200 MM X 3 MM



Ref. IP46843

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040026435	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite nue / Largeur (cm)	16
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.7
Unite emballee / Longueur (cm)	30	Unite nue / Longueur (cm)	30
Unite emballee / Poids (kg)	0.226	Unite nue / Poids (kg)	0.226
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 01:18:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr