

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 180 MM X 5 MM

Ref. IP46848



30/07/2025 10:36:50 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 180 MM X 5 MM



Ref. IP46848

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040026480	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite emballee / Hauteur (cm)	1
Unite emballee / Longueur (cm)	25	Unite emballee / Poids (kg)	0.239
Unite nue / Poids (kg)	0.239		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 10:36:50 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr