

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE BAS 90°, TIGE 180 MM X 5 MM

Ref. IP46849



29/07/2025 22:25:39 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE BAS 90°, TIGE 180 MM X 5 MM



Ref. IP46849

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040026497	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite nue / Largeur (cm)	12.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.8
Unite emballee / Longueur (cm)	27	Unite nue / Longueur (cm)	27.6
Unite emballee / Poids (kg)	0.236	Unite nue / Poids (kg)	0.236
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 29/07/2025 22:25:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr