

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 90°, TIGE 180 MM X 2 MM

Ref. IP46850



29/07/2025 22:44:56 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 90°, TIGE 180 MM X 2 MM



Ref. IP46850

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040026503	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	18	Unite nue / Largeur (cm)	18
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.6
Unite emballee / Longueur (cm)	29	Unite nue / Longueur (cm)	29.5
Unite emballee / Poids (kg)	0.2	Unite nue / Poids (kg)	0.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

29/07/2025 22:44:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr