

PINCE GOUGE BEYER, DOUBLE ARTICULATION, 18 CM, MORS 3,5 MM

Ref. IP48018



29/07/2025 22:49:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PINCE GOUGE BEYER, DOUBLE ARTICULATION, 18 CM, MORS 3,5 MM



Ref. IP48018

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040027005	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	8
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	1.2
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	18.7
Unite emballee / Poids (kg)	0.146	Unite nue / Poids (kg)	0.146
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

29/07/2025 22:49:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr