

PORTE-AIGUILLE YOUNG, SET 3 AIGUILLES

Ref. IP50003



30/07/2025 00:14:17 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

PORTE-AIGUILLE YOUNG, SET 3 AIGUILLES



Ref. IP50003

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040027494	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.168
Unite nue / Poids (kg)	0.168		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1		
---------------------------	---	--	--

30/07/2025 00:14:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr