

PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR, 23 CM, TUNGSTENE

Ref. IP50323



30/07/2025 05:04:54 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR, 23 CM, TUNGSTENE



Ref. IP50323

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040027661	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	8.1
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.7
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	23.3
Unite emballee / Poids (kg)	0.074	Unite nue / Poids (kg)	0.074
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 05:04:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr