

LEVIER A OS DE MINI-HOHMANN 17 CM X 6 MM

Ref. IL11818



30/07/2025 01:39:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

LEVIER A OS DE MINI-HOHMANN 17 CM X 6 MM



Ref. IL11818

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040038957	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	1	Unite nue / Largeur (cm)	1.4
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.3
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite nue / Longueur (cm)	17.2
Unite emballee / Poids (kg)	0.025	Unite nue / Poids (kg)	0.025
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 01:39:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr